



conoce tu no!no!




1. Lista(o)?

■ Antes de comenzar


- **Asegúrate que tu no!no! está completamente cargado.**
- Antes de usarlo por primera vez, carga tu no!no! por lo menos durante 5 horas.
- Cuando la carga esté completa, el ícono de batería cargada parpadeará hasta que se quite el dispositivo del cargador.
- Desenchufa el no!no! antes de empezar el tratamiento. El dispositivo no funcionará mientras esté enchufado.

■ Quita la cubierta



- Selecciona la punta apropiada.

Punta Ancha



Alambre Termodinámico

Usa la punta ancha para áreas grandes como los hombros, las piernas, y la espalda.

Punta Angosta



Alambre Termodinámico

Usa la punta angosta para áreas pequeñas y sensibles como la cara, la nuca, las axilas y la línea del bikini.

■ Instala la punta Thermicon™

- Ten el no!no! en una mano y la punta que elegiste en la otra mano. Asegúrate que los logotipos no!no! estén ambos encarados en la misma dirección. Entonces alinea los postes en el enchufe con los orificios en la Punta del Thermicon™ y suavemente empuja uno contra el otro hasta que lleguen a su lugar (Figura 5, 6).






Figura 5

Figura 6

- Comprueba para asegurarte de que la punta está apropiadamente ubicada en su lugar.



Mal ubicada



Bien ubicada

- **Si tú estás haciendo tratamiento de vello facial, por favor ve los Consejos de Vello Facial al otro lado de esta Guía.**

2. Prepárate para empezar...

■ Enciéndelo

Mantén el botón ON /OFF (Figura 9) hacia abajo durante algunos segundos hasta que aparezca la Pantalla de Estatus.




Figura 9

Figura 10

■ Ajusta el Nivel de Tratamiento

- La pantalla por defecto es como se muestra en la Figura 10.
- Aprieta el botón debajo de la Pantalla de Estatus (Figura 11) para ajustar su nivel de tratamiento. Aprieta una vez para nivel Mediano, dos veces para nivel Alto, y una vez más para retornar a Nivel Bajo (Figura 12).
- Cuando uses no!no! por primera vez, siempre comienza con el nivel de tratamiento más bajo y progresa hacia arriba.



Figura 11





Figura 12


*Cuando tú lo enciendas nuevamente, presentará el nivel de tratamiento usado últimamente.

3. no!no!

■ Deslizar



- Desliza el no!no! sobre tu piel a un ángulo de 90 grados con el rodillo parejo contra la piel y la Pantalla de Estatus enfocando hacia ti.




- Desliza en una dirección en un movimiento suave y constante. **No pares en un lugar.** Pasa por cada área 3-4 veces para asegurarte que quites todo el vello.

- Mantén la luz azul estable. Si está parpadeando, es posible que tú estás avanzando demasiado lentamente, ajusta tu velocidad como corresponda.
- **NO APRIETES** ningún botón mientras deslizas. no!no! hará el trabajo para ti.

* **La luz roja se encenderá si tú no deslizas adecuadamente. Simplemente re- inicia tu no!no! y permítele a la luz azul que te guíe.**

■ Pulido – el toque final

Después del no!no!, quedarán rastros de vello y es esencial quitarlos con el Pulidor. Sostén el pulidor por sus lengüetas y frota firmemente la piel en un movimiento circular o de adelante hacia atrás sobre el área tratada.




¡Ve el no!no! en acción!

Ve a www.howtonono.com
Para sugerencias prácticas, vídeos y más

■ **Nota Importante:**

No te alarmes cuando el número de barras cambie en la Pantalla de Estatus.


Cuando tú empiezas a deslizar, la Pantalla de Estatus cambiará automáticamente de Pantalla de Nivel de Tratamiento (❶) a la Pantalla de Punta del Thermicon (❷). Consulta el ícono para determinar qué información está siendo presentada.



❶ ❷

La Pantalla de Estatus

Estatus de la Punta Thermicon™



Reemplaza tu punta Thermicon™...

- Cuando ya no quedan barras de estatus
- Cuando el ícono de la Punta parpadea
- Si la punta ya no funciona eficientemente
- Si el alambre está dañado de cualquier forma

Parte superior de la Pantalla – la batería

Estatus de la Batería	
Carga Total	
Carga Parcial	
Carga Baja	
Cargar inmediatamente	

- Después de 5 horas de la carga inicial, carga tu no!no! cuando sea necesario. Cuando la carga está completa, el ícono de batería completa parpadeará hasta que desconectes el cargador.

Estatus del Nivel del Tratamiento

Ve la Sección 2, no!no! - Ajuste el Nivel del Tratamiento, para una explicación completa.

Sugerencias de no!no!

- El vello debe de estar entre 1-3 mm, aproximadamente de largo de la barbilla incipiente, para su mejor tratamiento.
- Asegúrate que tu piel esté limpia y seca antes del uso.
- Si el no!no! no se enciende, aprieta el botón ON /OFF hacia abajo durante por lo menos 5 segundos. Si aún así no se enciende, comprueba el estatus de la batería, puede ser que necesite ser recargada.
- Tú tendrás que pasar por un área más que una vez, - pero no exageres, 3 – 4 pases son suficientes. Si quedó más vello, espera algunos minutos y retorna a esa área si es necesario.
- El olor a cabello quemado significa que tu no!no! está funcionando apropiadamente. Tú puedes usar una vela aromática u otros purificadores de aire para ayudar a ocultar el olor.
- En áreas cóncavas, o donde la piel esté doblada o floja, estira la piel y asegura que está lo más derecha posible para evitar cortes y quemaduras.
- Sigue la curva natural del cuerpo al trabajar en áreas curvadas, redondeadas como rodillas, codos, o axilas.
- ¡IMPORTANTE! Pule con el pulidor después de usar el no!no! para obtener una apariencia y sensación fresca y pulida.
- Usa una loción hidratante como no!no! After Treatment Cream después que usaste el no!no!
- Mantén la punta de tu Thermicon™ limpia.

Sugerencias para Vello Facial

Tu cara es muy sensible. Tómate algunos minutos y lee estas importantes sugerencias para el tratamiento más seguro y efectivo posible. Y recuerda – **si sientes cualquier molestia – ¡PARA!**

■ Prueba

Antes que tú comiences, usa las instrucciones de aquí abajo y trata una pequeña, discreta sección de tu cara para ver cómo tu piel reacciona al tratamiento del vello facial de no!no! Recuerda de siempre comenzar con el nivel de tratamiento más bajo y progresar tu trabajo hacia arriba.

Si sientes cualquier molestia – ¡PARA!

■ Labio superior y área del bigote

Al tratar el área del labio superior – comienza debajo de la nariz y procede hacia afuera – ten cuidado de no tocar tus labios y no permitas que su piel se amontone dentro de la punta – mantén tu piel tensa y/o frunce tus labios hacia adentro para crear una superficie lisa, derecha.

NO PERMITAS que tus labios entren en contacto con el alambre Thermicon™.

NO PASES sobre un lugar excesivamente.

Si sientes cualquier molestia – ¡PARA!

■ Línea del mentón y mandíbula

Trabajando desde justo debajo de la línea del mentón y de la mandíbula, desliza tu no!no! hacia arriba y alrededor de la curva. Si lo necesitas, estira la piel derecha y/o frunce tus labios hacia adentro para darle a tu mentón y mandíbula una línea más derecha, más lisa.

Si sientes cualquier molestia – ¡PARA!

■ Patillas

Comienza en la base del mentón y desliza hacia arriba siguiendo la curva de tu cara. Si lo necesitas, estira tu piel tensa y derecha para obtener una superficie de trabajo plana y lisa.

Si sientes cualquier molestia – ¡PARA!

■ Nota Importante:

El área justo debajo del ojo y alrededor del párpado es especialmente sensible. **NO TRATES** esa área.

Instrucciones de Seguridad

LEE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO. TODAS LAS ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DEBEN SER SEGUIDAS Estrictamente

ADVERTENCIAS – para reducir el riesgo de quemaduras o herida.

No uses este aparato en órganos genitales o pezones • No uses este aparato en la piel sensible alrededor de los ojos, especialmente en el área debajo de los ojos • No uses este aparato en piel tostada por el sol, en cortes abiertos, en contusiones, ampollas, lunares o en áreas elevadas como ser cicatrices • Si tú tienes cualquier condición de piel distinta de las anteriormente enlistadas, como herpes de la boca, por favor consulta con tu médico antes de usar este dispositivo. • Mantenlo lejos del alcance de niños. • No uses desodorantes, lubricantes, líquidos, cremas, geles, agua, etc., antes del uso. • No permitas que el alambre termodinámico toque tu piel. • Usa este dispositivo solamente para su propósito intencionado como está descrito en este manual.

PRECAUCIONES – para reducir el riesgo de fuego, choque eléctrico, etc.

- No trates de agarrar un aparato que cayó al agua mientras éste está enchufado. Desenchufa el cargador antes de sacarlo del agua. • No coloques o almacenes el aparato cerca de un lavabo o una bañera. • Este aparato no debe quedar nunca sin atención cuando está enchufado. • No uses la Punta Thermicon™ si el alambre está doblado o dañado en cualquier forma. • Apaga el aparato cuando cambies la Punta Thermicon™. • No uses el cargador si el cable o el enchufe están dañados en cualquier forma. • No uses este aparato cerca o no lo dejes sobre objetos inflamables como papel o tela, etc. • Siempre desenchufa el cable de alimentación del enchufe eléctrico inmediatamente después de cargar o de usar y antes de la limpieza o del mantenimiento. • No coloques este aparato cerca de agua o de otros líquidos. • Este aparato debe ser usado solamente con el cargador suministrado. • Siempre apaga el aparato cuando has terminado de trabajar con él. • No abras la caja exterior del aparato. Esto podría dañar al aparato y va a anular la garantía.

Especificaciones Técnicas:

Peso: 104 gramos

Dimensiones Físicas:

120 X 40 X 15 mm

(4.7 X 1.6 X 0.6 pulgadas)

Modo de Operación:

Continuo

Condiciones de Operación

Temperatura: 5° C – 30° C

Humedad: 30% - 80% Relativa

Ambiente

Fuente de Alimentación/

Clasificación del

Cargador de la Batería:

Entrada 100 – 240 V CA/50 - 60

Hz. 0.2 Amp.

Salida 8.4 V CC 0.5

Amp.

Transporte y Almacenaje

Temperatura: -20° C a 80° C

Humedad: 05 – 95% Relativa Ambiente

Presión atmosférica: 0.1 – 1.5 atm.

Seguridad Eléctrica

Fuente de Alimentación: Equipo de Clase II – Doble aislamiento.

Este aparato no es apropiado para el uso en la presencia de un anestésico inflamable mezclado con aire o con oxígeno o con óxido nítrico.

El Sistema de Dirección de la Calidad de Radiancy Ltda. Cumple con el Estándar de Dirección de la Calidad ISO 13485.

no!no! cumple con IEC 60335 y con la Directiva de Bajo Voltaje

(Seguridad Eléctrica) LVD: 2006/95/EC.

El diseño y las especificaciones técnicas están sujetos a cambio sin aviso.

Fabricante:

Radiancy Israel Ltda.

5 Hanagar Street

45240 Hod Hasharon

Israel

Representante en la Comunidad Europea:

Obelis S.A. Av.de Tervuren 34 Bte. 44 B-1040 Brussels,

BELGIUM Tel: 32 (0) 2 732 59 54 Fax: 32 (0) 2 732 60 03

GSM: 07545 46 60 Email: mail@obelis.net

Manual del Usuario–Comienzo Rápido

Tu Guía de 10 minutos para el no!no!

Modelo 8800

Por favor ve a

www.howtonono.com

o lea el manual completo del usuario en su computadora PC antes de usar su no!no!

Para examinar las preguntas hechas frecuentemente (FAQs) respecto al no!no! y otra información vaya a **www.my-no-no.com**